

# **SAMOTESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCE NA PRACOVIŠTI**

## Personální zajištění:

1x pověřený pracovník

- vydává samotestovací sady zaměstnancům,
- vede administrativu spojenou s přehledem vydaných testů a jejich výsledku,
- je nápomocen pro příp. pomoc s testováním na telefonu,

## Vyčlenění prostor:

Je potřeba vyčlenit vhodný prostor s možností větrání.

- Vybavení testovacích prostor (materiál pro každou testovací místnost/prostor):
- bezkontaktní odpadkový koš na likvidaci testovacích souprav (na kontaminovaný biologický materiál),
- dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem,
- dezinfekční přípravek na ruce,
- mobilní telefon,
- jednorázové rukavice,
- ochranné brýle,
- sběrný box s černým plastovým pytle s minimální tloušťkou 0,2 mm pro provedené testy,
- stopky.

## Příprava na testování:

- naplánované intervaly k testování s ohledem na možnosti provozu,
- předpřipravené testovací sady,
- seznam zaměstnanců s osobním číslem,
- větraná místnost,
- rozmístění dezinfekčních gelů.

## Proces odběru:

Proces odběru se řídí výhradně návodem k použití.

Zaměstnanec si na předem určeném místě vyzvedne testovací sadu. V určený termín se dostaví do testovací místnosti a sám se otestuje. V testovací místnosti zůstává až do vyhodnocení testu.

### Vyhodnocení testu:

V případě vyhodnocení testu s výsledkem neplatný  
zaměstnanec:

informuje o výsledku pověřeného pracovníka, který vydává testovací  
sady a test opakuje.

V případě negativního výsledku:

- testovací sadu odloží do sběrného boxu pro použité testy.

### **V případě pozitivního testu zaměstnanec:**

- informuje mobilním telefonem o výsledku testu pověřeného pracovníka
- použije jednorázové rukavice,
- o pozitivním výsledku testu
- informuje svého praktického lékaře a dále se řídí jeho pokyny,
- je povinen podrobit se konfirmačnímu PCR testu na základě žádanky, kterou mu vystaví jeho praktický lékař.

### **Pověřený pracovník:**

- zajistí dezinfekci testovacího místa,
- zodpovídá za platnost výsledku testu